

## NÍZKO RYCHLOSTNÍ CENTRIFUGY

DM0412

DM0412s

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Katalogové číslo	Produkt	Popis
	19400068	A12-10P	Rotor z tvrdého plastu, 4500 ot./min, 15 ml * 8 / 10 ml *12
	19400027	A10P15	Adaptér rotoru pro menší zkumavky, 12ks / bal
	19400028	A10P15 plug	Zástrčka adaptéru rotoru, 12ks / bal
	19100197	A6-50P	Rotor z tvrdého plastu, 4000 ot./min, 15 ml * 6 a 50 ml * 6, pro DM0412