

KLINICKÉ CENTRIFUGY  
DM0424                      DM0408

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

	Katalogové číslo	Produkt	Popis
	19400082	S6-15	Výkyvný rotor z hliníkové slitiny 15 ml x 6 + adaptéry (A15P22 a A5P17), jen pro DM0424
	19400084	A8-15P	Úhlový rotor z tvrdého plastu 15 ml x 8 + adaptér (A15P22)
	19400100	S4-50	Výkyvný rotor z hliníkové slitiny 50 ml x 4 + adaptéry (A15P30, A5P17), jen pro DM0424
	19400101	A24-15P	Rotor z tvrdého plastu 15 ml x 24 + adaptéry A15P22, A5P17, jen pro DM0424
	19200348	A12-10P	Rotor z tvrdého plastu, 15 ml x 8 nebo 10 ml x 12
	19500021	A15P22	15ml adaptér pro 17 x 120 mm centrifugační zkumavky a 13/16 x 100 mm tuby na odběr krve, 24 ks / bal., pro S6-15 a A8-15P
	19500022	A5P17	Adaptér na 5 ml pro 13 x 75 mm tuby na odběr krve, 24 ks / bal., pro S6-15 a S4-50
	19500024	A15P30	Adaptér na 15 ml pro 17 x 120 mm zkumavky, 13/16 x 100 mm tuby na odběr krve, 4ks / bal., pro S4-50
	19500023	A2P17	Adaptér na 1,5 / 2 ml kryogenní vialky/zkumavky, 24 ks / bal., pro S4-50, S6-15, A24-15P, A12-10P, A6-50P