






LCD REŽIJNÍ MÍCHADLO

OS70-Pro

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Katalogové číslo	Popis
	18900258	Univerzální stojan (Š x H: 20 x 31 cm), včetně držáku (V: 78 cm) a upevňovacího zařízení, šedý
	18900497	Stojan Grand včetně držáku (Š x H x V: 335 x 463 x 780 mm), nerezová ocel
	18900071	Křížové míchadlo, délka držadla 40 cm, průměr míchadla 5 cm, nerezová ocel 304
	18900072	Rovné míchadlo, délka držadla 40 cm, průměr míchadla 6 cm, nerezová ocel 304
	18900073	Lopatkové míchadlo, délka držadla 40 cm, průměr míchadla 6,8 cm, nerezová ocel 304
	18900074	Centrifugační míchadlo, délka držadla 40 cm, průměr míchadla 9 cm, nerezová ocel 304
	18900075	Křížové míchadlo, délka držadla 35 cm, průměr míchadla 6,5 cm, PTFE potah
	18900076	Rovné míchadlo, délka držadla 35 cm, průměr míchadla 7 cm, PTFE potah
	18900077	Čepelové míchadlo, délka držadla 35 cm, průměr míchadla 6,8 cm, PTFE potah

	18900078	Centrifugační míchadlo, délka držadla 35 cm, průměr míchadla 8,5 cm, PTFE potah
	18900478	Křížové míchadlo, délka držadla 600 mm, průměr míchadla 10 cm, nerezová ocel 316L
	18900498	Délka míchadla 60 cm, průměr míchadla 10 cm, nerezová ocel 316L
	18900499	Délka držadla 60 cm, průměr míchadla 10 cm, nerezová ocel 316L
	18900500	Délka míchadla 60 cm, průměr míchadla 10 cm, nerezová ocel 316L