

MÍCHAČKA MIKRODESTIČEK

MS-M

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Katalogové číslo	Produkt	Popis
	18900067	PS1.1	Univerzální horní deska (kulatá), použití s VT1.3.1 až VT1.3.5
	18900020	VT1.3.1	Adaptér na zkumavky, 48 otvorů, Ø6mm, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900021	VT1.3.2	Adaptér na zkumavky, 15 otvorů, Ø10mm, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900022	VT1.3.3	Adaptér na zkumavky, 16 otvorů, Ø12mm, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900023	VT1.3.4	Adaptér na zkumavky, 8 otvorů, Ø16mm, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900024	VT1.3.5	Adaptér na zkumavky, 8 otvorů, Ø20mm, použití s VT1.3 / VT1.2 / PS1.1
	18900042	PS1.2	Svorka na mikro destičku
	18900079	MXM-116	Dvojitá svorka na mikro destičku