






MIKRO CENTRIFUGA

D1008

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Katalogové číslo	Produkt	Popis
	19400015	A08-2	Plastový rotor 7000 ot./min, 2 ml / 1,5 ml * 8
	19400017	A02-PCR8	Plastový rotor 7000 ot./min, 8 PCR * 2 ml
	19200810	A04-RCR8	Plastový rotor 7000 ot./min, PCR 32 * 0,2 ml, stripy PCR 4x8 * 0.2 ml
	19400029	SA02P2	Adaptér rotoru z 2 ml na 0,2 ml, 8ks / bal, pro rotor A08-2
	19400026	SA05P2	Adaptér rotoru z 2 ml na 0,5 ml, 8ks / bal, pro rotor A08-2